



- TÉLÉCOMMANDE À POTENTIOMÈTRE
- LARGE AMPLITUDE -10° / + 120°
- INTUITIVITÉ
- QUALITÉ ALLEMANDE

INDICATIONS

- Arthrotomies, arthroscopies, arthroplasties
- Ligamentoplasties LCA/LCP, LLE/LLI
- Fractures patellaires
- Ostéosynthèses
- Interventions sur les tissus mous adjacents à une articulation ou cartilage
- Ostéotomies de varisation/valgisation
- Ménisectomies

CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomie et hygiène optimales grâce à une très grande simplicité de réglage et à une désinfection par essuyage des appui-pieds et appui-jambes
- Télécommande incluse : ultra simple à potentiomètre. Fonctions : flexion, extension, temps et pause
- Chariot de transport standard ou modulaire (en option) qui augmente la durée de vie de l'attelle par un meilleur stockage et permet le traitement au lit du patient
- Amplitude de mouvements :
 - Extension/Flexion « genou » -10° / 0° / 120°
 - Extension/Flexion « hanche » 0° / 7° / 115°



EXISTE EN VERSIONS STANDARD ET CONFORT :

80.00.040 - ARTROMOT®-K1 STANDARD

- **3 menus** proposant les fonctions inversion de charge, échauffement, nouveau patient (réinitialisation des paramètres), position de transport.

80.00.042 - ARTROMOT®-K1 CONFORT

- **5 menus** proposant des fonctions supplémentaires : répétition, allongement (gain d'amplitude), graphique, EMS, exercices complet, confort.

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
80.00.045	K1 CLASSIC
80.00.040	K1 STANDARD
80.00.042	K1 CONFORT
0.0037.061	Télécommande K1 Classic
0.0037.050	Télécommande K1 Standard
0.0037.054	Télécommande K1 Comfort
ACCESSOIRES EN OPTION	
80.00.055	Chariot de transport standard K1
80.00.065	Chariot de transport modulaire K1
2.0032.013	Coque/Hygiène pour support Jambes et cuisses K1 Comfort
EXTGAR	Extension de garantie 3 ans
MAINT3ART	Maintenance préventive 3 ans

INFORMATIONS TECHNIQUES

FONCTIONS DE L'ARTROMOT®- K1 CLASSIC :

Pauses (extension et flexion) :	0-59 secondes
1-59 minutes	980/810 nm
Vitesse :	5 % - 100 % - 25 à 180°/min
Verrouillage des touches :	Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ARTROMOT® K1 STANDARD :

Minuterie :	1-59 minutes / 1-24 heures Mode continu
Pauses (extension et/ou flexion) :	0-59 secondes / 1-59 minutes
Inversion de la charge par paliers :	1-25 / Commutation de sécurité

Programme d'échauffement :	Amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale en 15 cycles
Durée totale de la thérapie :	Enregistrement de la durée totale du traitement
Nouveau patient :	Réinitialisation des paramètres de base pour les nouveaux patients
Réglage pour le transport :	Met l'attelle en position de transport

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ARTROMOT® K1 CONFORT :

Allongement (extension ou flexion) :	Travail en gain d'amplitude (+5°)
Programme confort :	Atteinte des paramètres maximaux d'amplitude au bout de 10 cycles avec 5 derniers cycles de progression degré par degré.
Répétition sur les derniers degrés (extension ou flexion) :	Augmente la fréquence de mouvements sur les 10 derniers degrés
Programme d'exercices complet :	Programme combinant 8 phases de 5 min. (échauffement, allongement, répétition, ...)
Suivi du déroulement de la thérapie :	Affiche tout le déroulement du traitement sous forme de graphique
Combinaison EMS :	Permet de combiner de manière optimale la thérapie CPM et l'électrothérapie

GARANTIE : 2 ANS



Télécharger le manuel d'utilisation de l'Artromot®-K1

TABLEAU COMPARATIF DE ARTROMOT®-K1

	ARTROMOT®-K1 CLASSIC	ARTROMOT®-K1 STANDARD	ARTROMOT®-K1 COMFORT
MODÈLE			
AMPLITUDES			
ROM Genou (Amplitude articulaire)	-10° / 120°	-10° / 120°	-10° / 120°
ROM Hanche	0° / 115°	0° / 115°	0° / 115°
Flexion Dorsale/Flexion Plantaire	Sans limite	Sans limite	Sans limite
Rotation Externe/Rotation Interne	50° / -50°	50° / -50°	50° / -50°
Taille patient	120 - 200 cm	120 - 200 cm	120 - 200 cm
Segment Fémur	31 - 49 cm	31 - 49 cm	31 - 49 cm
Segment Jambe	25 - 57 cm	25 - 57 cm	25 - 57 cm
Longeur totale	56 - 106 cm	56 - 106 cm	56 - 106 cm
FONCTIONS			
Vitesse ajustable	25° à 180° par min (5%- 100%)	25° à 180° par min (5% - 100%)	25° à 180° par min (5% - 100%)
Pause en Extension/Flexion (posture)	X	X	X
Verrouillage	X	X	X
Inversion de charge		Ajustable (1 - 30 Kg)	Ajustable (1 - 30 Kg)
Echauffement		X	X
GAIN D'AMPLITUDES			
Allongement Extension/Flexion			X
Programme Confort			X
Répétition sur les derniers degrés			X
PROGRAMMES			
Timer		X	X
Combinaison EMS			X
Graphique déroulement de la thérapie			X
Menu Transport		X	X
Nouveau patient (réinitialisation des paramètres)		X	X
ACCESSOIRES			
Chariot	Standard ou Modulaire	Standard ou Modulaire	Standard ou Modulaire
Commande	Télécommande à potentiomètre	Télécommande Graphique Carte patient Chip	Télécommande Graphique Carte patient Chip
Transport	Sac/Caisse de transport	Sac/Caisse de transport	Sac/Caisse de transport
Dimensions	97 x 36 x 23 cm	97 x 36 x 23 cm	97 x 36 x 23 cm
Poids	11 Kg	11 Kg	11 Kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

CHARIOT DE TRANSPORT STANDARD



CAISSE DE TRANSPORT

