INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
2174KIT	INTELECT® RPW 2	
18080	Applicateur Falcon Chattanooga® comprenant 3 tubes et 3 projectiles	
19365	Ensemble V-Actor® « HF » 50 Hz intégrant V25 et V40	
29724	Transducteur D20-S noir	
28178	Transducteur R040	
_	Flacon de gel 250 ml	
ACCESSOIRES EN OPTION		
29104	Kit de révision court Falcon/ Sparrow comprenant 2 tubes et 2 projectiles	
29801	Transducteur A6 noir	
29802	Transducteur T10 noir	
29729	Transducteur C15 noir	
29728	Transducteur DI15 noir	
29726	Transducteur F15 noir	
29725	Transducteur D35-S noir	
28736	Transducteur D20-T noir	
18638	Transducteur R15 - 15 mm noir	
29539	Transducteur RPW Atlas	
29742	Transducteur V-Actor® V10	
28740	Transducteur V-Actor® V25	
28741	Transducteur V-Actor® V40	
31800	Ensemble de 9 transducteurs + Valisette	
28945	Set de transducteurs Fascia PERI-Actor® (incluant 4 transducteurs)	
28946	Set de transducteurs Spine SPINE-Actor® (incluant 3 transducteurs)	
4248-12	12 flacons de gel (12x250ml)	
000-00004353	Livre Ondes de Choc	

GARANTIE 3 ANS 2 ANS OU 3 MILLIONS DE COUPS SUR PIÈCE À MAIN.



Télécharger le manuel d'utilisation de l'Intelect® RPW 2 Chattanooga®



NOUVELLES APPLICATIONS

Fasciathérapie Peri-Actor® et Rachialgies Spine-Actor®

Dispositif médical de classe lla qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE et évalué par l'organisme certifié BSI. Fabricants : DJO France S.A.S., Storz Medical AG. Falcon°, V-Actor°, Spine-Actor°, et Peri-Actor° sont des marques déposées par Storz Medical AG.



- PROTOCOLES SUGGÉRÉS
- NOUVELLES APPLICATIONS : FASCIA-THÉRAPIE ET PARAVERTÉBRALE
- RAMPE D'AJUSTEMENT
- FAIBLE ENCOMBREMENT
- PEU BRUYANT

INDICATIONS

- · Tendinopathies superficielles et profondes
- · Points Trigger et douleurs myofasciales
- Activation musculaire et massage vibratoire
- · Fascia-thérapie
- · Traitement paravertébral

CARACTÉRISTIQUES LIBRAIRIE DE PROTOCOLES SUGGÉRÉS

Disponible en un clic, bibliothèque anatomique et pathologique, directives de traitement.

MODE CONFORT

Système unique de rampe pour une montée en puissance automatique et une meilleure acceptabilité par le patient.

LARGE CHOIX DE TRANSDUCTEURS (OPTION) :

17 types de transducteurs pour les tendinopathies, Trigger points, paravertébaux et fascias.

FAIBLE ENCOMBREMENT

Guéridon compact (41 L x 42 l x 110 h cm) qui s'intègre parfaitement dans toutes les salles de traitement

ÉCRAN TACTILE HAUTE RÉSOLUTION

Écran tactile de 7 pouces et de haute résolution pour une navigation intuitive.

DESIGN ERGONOMIQUE

Tout ce qui est nécessaire à la séance est à portée de main du praticien : pièce à main, applicateur, gel.

GAMME DE PRESSION ÉTENDUE

La pièce à main Falcon procure une gamme de pression de 0,3 à 5 Bars permettant de travailler selon de nouvelles indications type Fascias ou paravertébraux.

Note : Peri-Actor® et Spine-Actor® ne peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à 3 Bars.





C chattanooaa



V-ACTOR® HAUTE FRÉQUENCEFréquence de vibration jusqu'à 50 Hz pour la thérapie par vibration et la relaxation musculaire.

NOUVEL APPLICATEUR FALCON $^\circ$

Préhension améliorée, permet de nouvelles thérapies à basses pressions.

Pensez à remplacer le **kit de révision** au bout d'1 million de coups

MISE À JOUR LOGICIEL

La mise à jour du logiciel Intelect® RPW2 est disponible sur le site **chattanoogarehab.fr**. Les dernières améliorations permettent d'assurer une utilisation optimale de l'appareil.



Télécharger la mise à jour disponible sur le site ${\it Chattanooga}^*$





INFORMATIONS TECHNIQUES

Alimentation:	230V AC 50-60Hz 350VA
Dimensions:	L x H x P : 410 x 1100 x 425 mm
Poids:	30 kg
Pression:	0,3 - 5,0 Bar
Réglages de la puissance par incrément :	0,1 Bar
Amplitude d'impulsion :	Environ 2 mm à 3 bar
Largeur d'impulsion :	Approx 6-12 µ secondes
Fréquence des impulsions :	Pièce à main falcon® 1 - 21 hz pour rpw, applicateur V-Actor® 1 - 50 hz pour vibration
Mode:	Pulsé ou continu
Interface utilisateur :	écran tactile couleur de 7 pouces, 800 x 480 pixels



PROTOCOLES SUGGÉRÉS

Les paramètres de protocoles suggérés (SPS) peuvent être modifiés pour créer des protocoles de traitement personnalisés.



CHATTANOOGA®

ACCESSOIRES ONDES DE CHOC

A6 Point

TRANSDUCTEURS POUR MOBILE ET RPW 2



- · Ø 20 mm, transducteur D-Actor
- · Muscles et tissus conjonctifs
- · Profondeur de pénétration : 0-50 mm
- · Intensité :



- · Ø 6 mm, transducteur points Trigger
- · Acupuncture, points Trigger on : 0-20 mm · Profondeur de pénétrat
- · Intensité :



T10 Finger



Ref: 29802

- Ø 10 mm, transducteur points Trigger
- · Points Trigger, tendinopathies · Profondeur de pénétration : 0-40 mm · Intensité :



R040 Beam



Ø 15 mm, transducteur Beam

Ref: 28178

· Tous types de tendinopathies Profondeur de pénétration : 0-35 mm · Intensité :



C15 CERAma-x°



Ref : 29729

- Ø 15 mm. transducteur CERAma-x°
- · Tous types de tendinopathies
- · Profondeur de pénétration : 0-30 mm
- · Intensité :

DI15 Deep Impact®

Ref: 29728



Ref: 29726

Ref: 29801





Ref : 28736

D35-S OscillateurLarge

Ref: 29725



- · Ø 15 mm, transducteur Deep Impact® · Zones profondes, troubles chroniques,
- points Trigger Profondeur de nénétration : 0-50 mm · Intensité :
- · Ø 15 mm, transducteur Focus-Lens
- · Régions superficielles, muscles de la mastication, cervicalgies 0-30 mm Profondeur de nénétrat
- · Intensité :





- · Muscles et tissus conjonctifs
- Profondeur de pénétration : 0-50 mm
- · Intensité :





- d'énergie Profondeur de pénétration : 0-50 mm
- · Intensité :





- · Muscles et tissus conjonctifs
- Profondeur de pénétration : 0-60 mm
- · Intensité :

R15 15 mm Noir

Ref: 18638

ATLAS

Ref: 29539

V10

Ref: 29742

V25

Ref: 28740

V40

Ref: 28741



- Ø 15 mm, transducteur Beam
- · Tous types de tendinopathies
- · Profondeur de pénétration : 0-35 mm
- · Intensité :



- Ø 15 mm, transducteur souple et flexible
- · Traitement des régions très sensibles et points Trigger de la colonne cervicale



Ø 10 mm, transducteur V-Actor · Points Trigger superficiels



- Ø 25 mm. transducteur V-Actor
- · Activation musculaire et massages



- Ø 40 mm, transducteur V-Actor
- · Massages sur zones larges

TRANSDUCTEURS POUR RPW 2

SET SPINE-ACTOR



Région cervicale



· Région dorsale ou thoracique



- 35 mm
- · Région lombaire

SET PERI-ACTOR®



KNUCKLE PERI-ACTOR®

- · Fascias thoraco-lombaires ou cervicales,
- fasciite plantaire, points Trigger · En forme de jointure de la main



SCOOP PERI-ACTOR®

- · Traitement ergonomique des crètes et reliefs osseux
- · En forme de crochet



SCRAPER PERI-ACTOR®

- · Traitement de tous les points Trigger, fascias superficiels sur de larges surfaces
- · Proche des techniques manuelles



SPHÈRE PERI-ACTOR®

- · Traitement ponctuel des fascias, fasciite, plante de pied, main, rachis cervical, points Trigger
- · En forme d'extrémité digitale

TRANSDUCTEURS POUR RPW LITE

R040 Noir

Ref: 30842

D20-S Noir

Ref: 30873

D20-T Noir

Ref: 30876

C15 CERAMA-X° Noir

Ref: 30875

DI15 DEEP IMPACT® Noir

Ref: 30874

Ref: 28945



- · Ø 15 mm, transducteur Beam
- Tous types de tendinopathies
 Profondeur de pénétration : 0-35 mm
- · Intensité :



· Ø 20 mm, transducteur D-Actor

· Intensité :

Muscles et tissus conjonctifs
 Profondeur de pénétration: 0-50 mm



- · Ø 20 mm, transducteur D-Actor®
- \cdot Pour les athlètes, forte application d'énergie · Profondeur de pénétration : 0-50 mm · Intensité :





- · Ø 15 mm, transducteur CERAma-x¹
- Tous types de tendinopathies
 Profondeur de pénétration : 0-30 mm · Intensité :



- Ø 15 mm, transducteur Deep Impact[®]
- \cdot Zones profondes, troubles chroniques, points Trigger
- Profondeur de pénétration : 0-50 mm · Intensité :