

MANUMED EXERCICE



PARTNER FOR LIFE

Exercices de rééducation neurologique avec la Manumed Bobath. La grande et large surface de traitement de 100 cm à 120 cm permet de soutenir et d'aider les patients pendant les exercices thérapeutiques. Les méthodes de mobilisation de Bobath et Vojta peuvent être appliquées dans les meilleures conditions grâce à une stabilité inégalée. Une table offrant au patient et au praticien un positionnement des plus confortables, en toute sécurité.



- Très large surface (100 ou 120x200 cm)
- Mise sur roulettes centralisée pour un déplacement rapide et facile de la table
- Réglage de la hauteur électrique ou hydraulique
- Le modèle 2 parties peut être utilisé pour des exercices neurologiques ou comme table de traitement



ENRAF-NONIUS B.V.
Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
Les Pays-Bas
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com


MANUMED

MANUMED EXERCICE



PARTNER FOR LIFE


MANUMED EXERCICE 2 PARTIES HAUTEUR RÉGLABLE



Type

- 511 Manumed Exercice 2 parties, réglage de la hauteur hydraulique
- 521 Manumed Exercice 2 parties, réglage de la hauteur électrique


MANUMED EXERCICE 1 PARTIE HAUTEUR RÉGLABLE



Type

- 510 Manumed Exercice 1 partie, réglage de la hauteur hydraulique
- 520 Manumed Exercice 1 partie, réglage de la hauteur électrique

MANUMED EXERCICE 1 PARTIE HAUTEUR FIXE



Type

- 500 Manumed Spéciale Exercice 1 partie, hauteur fixe 55 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl): 200 x 100 cm modèles 500, 510 et 520
option largeur 120 cm pour 510 et 520
203 x 120 cm modèles 511 et 521

Hauteur réglable: 44 - 97 cm

Temps de montée (min.-max.): environ 18 sec.

Capacité de montée:

Charge max dynamique: 250 kg pour Type 520 ou 521 (électrique)
200 kg pour Type 510 ou 511 (hydraulique)
135 kg pour Type 500 (hauteur fixe)

Voltage du réseau: 120/230VAC 50/60 Hz

Consommation du courant: 2.0 A max.

ATTENTION: COMMANDE PÉRIFÉRIQUE EST OPTIONNEL



MANUMED



Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. Raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de châssis et de revêtement pour nos tables. Nos revêtements en skaï ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!




NATURAL



811
noir vulcan



850
noyer




851
sable




886
feuille



888
neige



LIFESTYLE



410
anthracite



406
sarcelle



407
cerise



408
terre cuite



409
la peau



EXECUTIVE



012
noir




213
gris




199
lavande



204
sirius blue



169
blue
barbeau



170
blue ciel



Couleurs châssis



Ral 7035
gris



Ral 9010
blanc

OPTIONS⁽¹⁾ MANUMED EXERCICE


CAPITONNAGE

Largeur de plateau	Normal 4 cm épaisseur		DeLuxe 6 cm épaisseur		Extra dur 4 cm épaisseur		Extra doux 4 cm épaisseur	
	s	x	s	x	s	x	s	x
100 cm ⁽¹⁾	s	x	s	x	s	x	s	x
120 cm ⁽²⁾	s	x	s	x	s	x	s	x

s = standard x = non disponible

(1) = standard pour 500, 510, 520

(2) = standard pour 511, 521, en option pour 510, 520



DENSITÉ DE MOUSSE:

Normal: 38 Kg/m³



Standard

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- A. Hydraulique (510/511)
- B. Électrique (520/521) Commande au pied (standard)
- C. Électrique (520/521) Commande périphérique (option)



A



B



C

CAPACITÉ DE MONTÉE

- A. Électrique (520/521) - max. 250 kg (standard)
- C. Hydraulique (510/511) max 200 kg



A



B

AUTRES OPTIONS DES TABLES

- A. Interrupteur de sécurité



A



(1) = Note: A commander avec la table