



CARACTÉRISTIQUES

10 PROGRAMMES PRÉDÉFINIS

Traitez différents types de douleurs dont : TENS Conventionnel, BURST, TENS modulé (largeur d'impulsion), Fréquence mixte, Cefar Flow TENS et la stimulation destinée au traitement des nausées.

Le Cefar TENS peut être utilisé en mode électro-acupuncture.

+ 5 emplacements libres permettant de créer des programmes personnalisés.

SIMPLICITÉ ET FONCTIONNALITÉ

- Solution idéale pour le traitement à domicile
- Navigation simplifiée / Interface épurée
- Fonction pause
- Verrouillage du programme et du clavier
- Câbles renforcés non coudés
- Clip ceinture
- Tour de cou
- Coque antichoc

AUTONOMIE ET LONGÉVITÉ

Appareil sur batterie Lithium Polymère recharge rapide sur secteur en moins de 90 min (autonomie moyenne de 10h).

INDÉPENDANCE TOTALE DES VOIES (1+1)

- Association de deux programmes différents simultanément (Voie 1 + Voie 2)
- Combinaison des effets de la neurostimulation (Ex.: TENS + Endorphinique dans la cadre de lombalgie)

CÂBLES BIFURCATEURS

Utilisez jusqu'à 8 électrodes simultanément, grâce aux câbles bifurcateurs.

INFORMATIONS DE COMMANDE

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|-----------------------|--|
| 2053 | CEFAR TENS |
| 42198V | Électrodes Dura-Stick® Nerve carrées 50 mm (x 4) |
| 2001 | Chargeur rapide |
| 1990 | Jeu de 2 câbles à fiches bananes universelles |
| 2049 | Pochette de transport |
| 2023 | Tour de cou et clip |
| 2037 | Clip ceinture |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| A12.907 | Câble bifurcateur en Y rouge |
| A12.908 | Câble bifurcateur en Y noir |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nombre de canaux : | 2 |
| Nombre de programmes : | 10 prédéfinis, 5 personnalisables |
| Courant constant : | Jusqu'à une résistance de 1500 Ohm/canal maximum |
| Amplitude maximale : | 100 mA |
| Incréments d'intensité : | Minimum 0,5 mA |
| Durée/amplitude max des impulsions : | 300 µ secondes |
| Largeur des impulsions : | 60 à 400 µ secondes |
| Source d'énergie : | Batterie intégrée rechargeable Lithium Polymère |
| Dimensions L x H x P : | 132 x 60 x 24 mm |
| Poids : | 156 g |

FORME D'ONDES



- Biphassée asymétrique 100% compensée

GARANTIE : 3 ANS

EN SAVOIR PLUS SUR LA TENS : rendez-vous sur www.cefartens.fr



*TENS : Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (neurostimulation électrique transcutanée).



En savoir plus sur le Cefar TENS Chattanooga®



Télécharger le manuel d'utilisation du Cefar TENS Chattanooga®

Prescrire : **Cefar TENS Chattanooga®**
Remboursé S.S. (soumis à conditions) Location = 12,20€ TTC
L.P.P.R. : 1189940 / Achat = 112,05€ TTC - L.P.P.R. : 6141262

Dispositif médical de classe IIa qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE et évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.